

Labor Becker informiert:

Einrichtung des Zertifikats für die Online Befundauskunft

für das Windows-Betriebssystem



Um die Sicherheit unserer Applikation zu erhöhen, stellen wir die Befundauskunft zum 1. Dezember um. Die Seite ist ab diesem Zeitpunkt unter <https://befundauskunft.labor-becker.de> erreichbar (bisher auskunft.labor-becker.de, auskunft.labor-bo.de oder auskunft.labor-bamberg.de) und wird künftig durch ein Sicherheitszertifikat geschützt. Damit Sie die Befundauskunft weiterhin nutzen können, muss dieses Zertifikat auf Ihrem PC hinterlegt werden. In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie diese Änderung schnell und unkompliziert vornehmen. Für Fragen oder Hilfestellungen zur Befundauskunft haben wir eigens eine spezielle Durchwahl für Sie eingerichtet. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 089-450 917 123. Alternativ können Sie uns per E-Mail unter support@labor-becker.de kontaktieren.

- 1. Sie haben von uns an Ihre hinterlegte Mailadresse folgende Mail (vom Absender noreply@labor-becker.de) mit Anhang erhalten. Ein dazugehöriges Passwort kommt aus Sicherheitsgründen per Post in die Praxis. Wichtig: Antworten Sie nicht auf diese Mail. Bei Fragen kontaktieren Sie direkt support@labor-becker.de**

Labor Becker | Anmeldung an der Onlinebefundauskunft

N
noreply@labor-becker.de
An: ...
Do, 06.11.2025 14:50

999993.p12
2 KB

Labor Becker

Sehr geehrte Damen und Herren,

als medizinisches Labor mit Verantwortung im Bereich kritischer Infrastrukturen legen wir großen Wert auf IT-Sicherheit und Verlässlichkeit. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung und Sicherheit unserer Applikationen.

Aus diesem Grund stellen wir zum 1. Dezember 2025 die Online Befundauskunft (bisher: auskunft.labor-becker.de, auskunft.labor-bo.de und auskunft.labor-bamberg.de) um. Zukünftig erreichen Sie die Befundauskunft über die Adresse: befundauskunft.labor-becker.de.

Wichtig: Die Installation eines Sicherheitszertifikats ist erforderlich! Um diesen Zugang nutzen zu können, muss zunächst ein Zertifikat zur Authentifizierung installiert werden. Ohne dieses Zertifikat ist aus Sicherheitsgründen kein Zugriff auf die Befunddaten möglich.

Das Zertifikat muss in den Windows-Zertifikatsspeicher oder den macOS-Schlüsselbund eingepflegt werden. Danach können Sie die Auskunft wieder mit Ihren bisherigen Zugangsdaten nutzen.
Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier: www.labor-becker.de/support
Die bisherige 2-Faktor Authentifizierung entfällt dadurch!

Ihr individuelles Zertifikats-Passwort wird Ihnen separat per Post zugestellt.

Alternativ steht Ihnen die Labor Becker Befund App mit Desktopversion zur Verfügung. Beantragen Sie jetzt Ihren Zugang.


Für Rückfragen steht Ihnen der IT-Kundensupport oder auch Ihre persönliche Praxisberatung gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Herzliche Grüße




2. Klicken Sie auf den Anhang, um diesen herunterzuladen. Folgende Meldung erscheint:



Klicken Sie auf „Herunterladen“

3. Die Datei sollte nun im „Download“-Ordner auf Ihrem PC zu finden sein. Dateiname ist die Einsendernummer Ihrer Praxis. Klicken Sie die entsprechende Datei mit Doppelklick an.





4. Folgende Meldungen erscheinen. Klicken Sie auf „Weiter“.

The image shows two screenshots of the 'Zertifikatimport-Assistent' (Certificate Import Wizard) window. The first screenshot shows the 'Willkommen' (Welcome) screen with the 'Speicherort' (Storage location) section where 'Aktueller Benutzer' (Current user) is selected. The second screenshot shows the 'Zu importierende Datei' (File to import) screen with the 'Dateiname' (Filename) field containing 'C:\Users\...Downloads\EL4321.p12'. Both screenshots have a red box around the 'Weiter' (Next) button at the bottom right.

5. Nun werden Sie aufgefordert ein Passwort zu hinterlegen. Dieses Passwort haben Sie aus Sicherheitsgründen per Post von uns erhalten. Geben Sie dieses nun ein und klicken Sie auf „Weiter“.

The image shows a screenshot of the 'Zertifikatimport-Assistent' (Certificate Import Wizard) window at the 'Schutz für den privaten Schlüssel' (Private Key Protection) screen. The screen prompts the user to enter a password for the private key. A red box highlights the 'Kennwort:' (Password) input field. Below the input field is a checkbox for 'Kennwort anzeigen' (Show password). Under the 'Importoptionen:' (Import options) section, there are four checkboxes: 'Hohe Sicherheit für den privaten Schlüssel aktivieren...' (unchecked), 'Schlüssel als exportierbar markieren...' (unchecked), 'Privaten Schlüssel mit virtualisierungsbasierter Sicherheit schützen...' (unchecked), and 'Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen' (checked). A red box also highlights the 'Weiter' (Next) button at the bottom right.



6. Und hier ebenfalls „Weiter“.

← Zertifikatimport-Assistent

Zertifikatspeicher
Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.

Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können einen Speicherort für die Zertifikate angeben.

☒ Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend)

☐ Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern

Zertifikatspeicher:

7. Wurde das Passwort korrekt hinterlegt, erscheint folgende Meldung. Klicken Sie hier auf „Fertig stellen“.

← Zertifikatimport-Assistent


Fertigstellen des Assistenten
Das Zertifikat wird importiert, nachdem Sie auf "Fertig stellen" geklickt haben.

Sie haben folgende Einstellungen ausgewählt:


Gewählter Zertifikatspeicher	Auswahl wird vom Assistenten automatisch festgelegt
Inhalt	PFX
Dateiname	C:\Users\... \Downloads\EL4321.p12




8. Folgendes Fenster bestätigt Ihnen den korrekten Importvorgang.



9. Geben Sie den Link <https://befundauskunft.labor-becker.de> in den Browser Ihrer Wahl ein oder gehen Sie zurück zur Mail und klicken Sie auf den dort hinterlegten Link und bestätigen Sie das entsprechende Zertifikat mit „Ok“



Hier in Chrome



Oder in Firefox. Wählen Sie hier zusätzlich bei „Diese Entscheidung merken“ die Option „dauerhaft“ aus und bestätigen Sie mit „Ok“. Dann müssen Sie diese Einstellung nur einmalig vornehmen.

Bitte beachten Sie: Für eine reibungslose Nutzung ist die aktuellste Version von Firefox notwendig. Führen Sie ggf. ein Update durch.



10. Tragen Sie nun die Ihnen bekannten Login-Daten ein (Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um das Zertifikatspassword!), um sich in der Auskunft anzumelden. Sollten Sie die Zugangsdaten nicht mehr zur Hand haben, kontaktieren Sie bitte den IT-Support. Um eine erneute Eingabe zu vermeiden, können Sie die Zugangsdaten selbstverständlich im Browser speichern und damit dauerhaft fest hinterlegen.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "befundauskunft.labor-becker.de". A login overlay is visible on the right side of the page. The overlay has the title "Anmelden" and the URL "https://befundauskunft.labor-becker.de". It contains two input fields: "Nutzername" and "Passwort". Below the fields are two buttons: "Anmelden" (blue) and "Abbrechen" (light blue).

11. Sie können nun wieder auf die bekannte Online-Befundauskunft zugreifen.

LABOR BECKER MVZ eGmbH NOTFALL-LABOR ZENTRAL-LABOR
TEL. 089/1303-2801 TEL. 089/450 917-0
MIKROBIOLOGIE -200



Willkommen bei der WWW-Befund-Darstellung des medat-Laborsystems.

Durch Anwählen der folgenden Station gelangen Sie zur Befundübersicht

[Labor Becker MVZ eGmbH_MUSTERBEFUND_](#)

[Bevorzugte Ansicht ändern](#)

Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat an jedem PC hinterlegt werden muss, an dem Sie auf die Online-Befundauskunft zugreifen möchten.